



**Empfehlungen für das kostenbewusste  
Einsenden von Milchproben,  
die der Mastitsdiagnostik dienen**

**Normalzustellung** (Tarife der Post AG / DHL, Stand: Mai 2016, Versand innerhalb Deutschlands)

Proben von	Produkt	Höchstmaße [cm × cm × cm]	Höchstgewicht [kg]		Preis
bis zu 5 Kühen	<b>Großbrief</b>	35,3 × 25 × 2	<b>0,5</b>	ca. <b>20</b> volle Röhrchen	<b>1,45 €</b>
Wegen der maximalen Dicke von 2 cm müssen die Röhrchen in einer Lage verpackt werden.					
bis zu 10 Kühen	<b>Maxibrief</b>	35,3 × 25 × 5	<b>1</b>	ca. <b>40</b> volle Röhrchen	<b>2,60 €</b>
Röhrchen so verpacken, dass die Verschluss-Stopfen gesichert sind!					
	Päckchen	30 × 30 × 15	<b>1</b>		4,00 €
<b>Bei Päckchen gibt es - anders als bei Briefen u. Paketen - keine amtliche Vorgabe hinsichtlich der Laufzeit!</b>					
bis zu 20 Kühen	Päckchen	60 × 30 × 15	<b>2</b>	ca. <b>80</b> volle Röhrchen	4,50 €
bis zu 50 Kühen	<b>Postpaket</b>	120 × 60 × 60	<b>5</b>	ca. <b>200</b> volle Röhrchen	<b>6,99 €</b>
bis zu 100 Kühen	<b>Postpaket</b>	120 × 60 × 60	<b>10</b>	ca. <b>400</b> volle Röhrchen	<b>8,99 €</b>
bis zu 350 Kühen	<b>Postpaket</b>	120 × 60 × 60	<b>31,5</b>	ca. <b>1400</b> volle Röhrchen	<b>14,99 €</b>
Die Maximalmaße von max. 120 x 60 x 60 cm stellen kein Problem dar!					

**Wenn es garantiert schnell gehen soll: Express**

**Zustellung** an Empfänger in Deutschland **am nächsten Werktag (Mo.-Fr.)!**

Höchstgewicht	<b>500 g</b>	<b>1 kg</b>	<b>2 kg</b>	<b>5 kg</b>	<b>10 kg</b>	<b>20 kg</b>	<b>31,5 kg</b>
Preis	10,90 €	11,90 €	13,90 €	19,90 €	24,90 €	29,90 €	44,90 €

Wählen Sie **keine zusätzliche Leistung** (Zustellung vor 9, 10 oder 12 Uhr). Denn die Untersuchung der von Ihnen eingesandten Proben wird grundsätzlich am selben Tag begonnen.

**Samstagszustellung: 11,90 € Aufschlag**

**Sonn- u. Feiertagszustellung: 58,90 € Aufschlag**

Sie möchten eine größere Sendung schnell in das Labor der MBFG transportieren lassen, haben aber keinen guten Zugang zum Expressdienst der Deutschen Post AG (DHL Express)?

Wenn Sie es wünschen, lassen wir die Sendung vom Paketdienst TNT abholen und uns am Tag nach der Abholung ins Labor bringen. Das ist etwas teurer, aber für Sie bequem und zudem eine recht zuverlässig schnelle Transportmöglichkeit.

Interesse an der Abholung durch den Paketdienst TNT? Dann rufen Sie bitte bei uns an.



**Empfehlungen für das kostenbewusste  
Einsenden von Milchproben,  
die der Mastitsdiagnostik dienen**

**Bitte durch Kühlelemente und / oder schweres Verpackungs- und Isolationsmaterial (wie dicke Papierlagen) verursachtes zusätzliches Gewicht beachten.**

1 Standardkühlelement (16,5 x 8,5 x 1,5 cm) wiegt 200 bis 250 Gramm. Damit wiegt es soviel wie die von zwei bis drei Kühen stammenden Viertelgemelksproben (8 bis 12 volle Milchprobenröhrchen).

---

**Betrifft Laufzeiten von normalen Postsendungen**

**Amtliche Vorgabe für den Transport durch die Deutsche Post:**

- **Briefe:** Im Jahresdurchschnitt müssen von inländischen Briefen mindestens 80% an dem ersten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag und 95% bis zum zweiten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag ausgeliefert werden. (Post-Universaldienstleistungs-VO, §2, 3.)
- **Pakete:** Von den an einem Werktag eingelieferten inländischen Paketen müssen im Jahresdurchschnitt mindestens 80% bis zum zweiten auf den Einlieferungstag folgenden Werktag ausgeliefert werden. (Post-UniversaldienstleistungsVO, §3, 2.)

**Für den Posttransport normaler Päckchen gibt es keine amtliche Laufzeitvorgabe.**

Sollten die oben angegebenen Laufzeiten von Briefen bzw. Paketen deutlich überschritten werden, richten Sie Ihre Beschwerden bitte formlos an die Bundesnetzagentur:

Anschrift: Bundesnetzagentur, Referat 318      Fax: 0228 14 6775

Postfach 8001, 53105 Bonn      E-Mail: [verbraucherservice-post@bnetza.de](mailto:verbraucherservice-post@bnetza.de)

**Wir würden uns über eine Unterstützung in dieser Angelegenheit freuen.**

Wenn es garantiert schnell gehen soll:  
Proben per Express versenden!